




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Bruseforhæng til PLUS toiletstøtte
<b>Varenummer</b>	R9311000
<b>Farve</b>	VVS:615859500 NRF:6190664 EAN:5708590314662 HMI: 71812 NBS:N13:436 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Bruseforhæng, til 850 mm PLUS toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.</p> <p>Bruseforhæng, til 850 mm PLUS toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.</p>
<b>Materialer</b>	Polyester
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®