




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Toiletrolhouder voor montage op TMA toiletsteunen R1175000
Kleur	VVS:615723950 NRF:6191655 EAN:5708590211725 HMI: 35271 NBS:N13:436 Wit
Beschrijving	 Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Montage mogelijk aan de rechter- of linker toiletsteun Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal.
Ergonomy	Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

pressalit.com