




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Vrijstaande kolom 945 mm voor PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar R9431
Beschrijving	VVS:615856990 NRF:6190668 EAN:5708590320434 NBS:N13:436  <p>Vrijstaande kolom, grijs, voor in hoogte verstelbare PLUS toiletsteun</p> <p>Vrijstaande kolom, grijs, voor in hoogte verstelbare PLUS toiletsteun</p>
Afstelhoogte	240 mm
Materialen	Basismateriaal: staal Oppervlakte materiaal: Rilsan
Functie	Gebruik bij vrijstaande toiletten en waar het niet mogelijk is om een toiletsteun aan de muur bevestigen. Voor toiletsteun met vaste hoogte.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	Vrijstaande kolom 945 mm voor PLUS toiletsteun, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R9431

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®