




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Gulvsøjle 945 mm, til fastmonterede PLUS toiletstøtter R9430
Produktbeskrivelse	VVS:615851990 NRF:6190667 EAN:5708590320427 NBS:N13:436  Gulvsøjle, til fastmonterede PLUS toiletstøtter. Anvendes ved fritstående toiletter, eller hvor det ikke er muligt at montere støtten på væg. Inkl. monteringsbolte til gulv. Gulvsøjle, til fastmonterede PLUS toiletstøtter. Anvendes ved fritstående toiletter, eller hvor det ikke er muligt at montere støtten på væg. Inkl. monteringsbolte til gulv.
Materialer	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan
Funktioner	Anvendes ved fritstående toiletter, eller hvor det ikke er muligt at montere støtten på væg. Til fastmonterede toiletstøtter.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Gulvsøjle 945 mm, til fastmonterede PLUS toiletstøtter
Varenummer	R9430

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026