



PRESSALIT®


Buffert med skruvar 50 mm per stk

Varunummer

T9803
EAN:5708590183947

Beskrivning

Buffert med skruvar 50 mm per stk



Produktkapacitet

Vikt

0,46 kg

Vikt per kolli

0,46 kg

Vikt per kolli

0 kg

Antal per kolli

0

Antal per pall

0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

pressalit.com
