




PRESSALIT®

Dämpfersatz Absenkautomatik (2,0/2,0) - Neues Scharnier erforderlich

Produktnummer

A9321
EAN:5708590356099



Produktkapazität

Gewicht

0,25 kg

Gewicht, brutto

0,25 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®