



# PRESSALIT®

---

## Tampon à enfoncer pour abattant, ovale, blanc

---

**Numéro article**

A4001000  
EAN:5708590180359



---

**Capacité du produit**

**Poids net**

0,0027 kg

**Poids de carton**

0,0027 kg

**Poids de colis**

10,8 kg

**Nombre par colis**

4000

**Nombre par palette**

0

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®