




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5 R842719378
Farve	VVS: 777542738 EAN: 5708590389837 HMI: 147837 Marineblå
Produktbeskrivelse	 Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5 mobile skiftelejer, 695 x 1880 mm.
Materialer	Madrassens betræk er fremstillet af 100% polyester med polyurethan, som er godkendt i henhold til Øko-Tex 100, klasse 1. Ydermere er det brandhæmmende og husstøvmidetæt. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som ligeledes er brandhæmmende og godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Tvættsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	Madras til MCT 2, MCT 3 og MCT 5
Varenummer	R842719378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

18. august 2026