




PRESSALIT®

Article Numéro article	Cuvette WC suspendue, longueur 540 mm, sans bride R2098000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:613232000 NRF:6191063 EAN:5708590377155</p>  <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 540 mm</p> <p>Sans fixations.</p> <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 540 mm.</p> <p>Sans fixations.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 400 kg.
Matériaux	Céramique
Ergonomie	<p>La cuvette suspendue peut être installée à la hauteur qui convient à l'utilisateur.</p> <p>L'espace libéré au-dessous s'offre au repos-pied d'un fauteuil roulant, aux pieds de l'aide soignant ou à ceux d'un lève-personne mobile.</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	Cuvette WC suspendue, longueur 540 mm, sans bride
Numéro article	R2098000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®