




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Sæbedispenser med sensor, 850 ml, mat sort PY40715
Produktbeskrivelse	VVS: 774565231 RSK: 8920398 EAN: 5708590392752  <p>Sæbedispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Drypfri sæbepumpe med 850 ml beholder. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Inkl. monterings sæt.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®