




PRESSALIT®

Product Varunummer	Frontgrepp till VALUE toalettarmstöd R1152000
Färg	VVS:615722920 NRF:6190513 EAN:5708590176833 HMI: 102016 NBS:N13:436 Vit
Beskrivning	 Front grepp till toalettarmstöd, per set. Front grepp till toalettarmstöd, per set.
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 40 kg.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

pressalit.com