




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Wandcloset, voorsprong 700 mm R2099000
Kleur	VVS:612928000 NRF:6191026 RSK:7822154 EAN:5708590345284 HMI: 105700 Wit
Beschrijving	 Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 700 mm. Excl bevestigingsset. Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 700 mm. Excl bevestigingsset.
Product capaciteit	Max belasting: 400 kg
Materialen Ergonomy Garantie	Sanitair keramiek 700 mm wordt aanbevolen voor rolstoelgebruikers omdat het meer ruimte biedt aan een verzorger> Wand hangend closet maakt montage op individuele hoogte mogelijk. Laat ruimte over voor voetsteun, poten van mobiele takel en de voeten van een verzorger Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

pressalit.com