







PRESSALIT®

Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195 Standard toaletsits, utan lock, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Varunummer	195000-BB2999 VVS: 615091000 NRF: 6190093 RSK: 7904440 EAN: 5708590161471	
Färg	Vit	
Beskrivning	<p>PRESSALIT toaletsits utan lock, modell "Cera/Ceranova", art. nr. 195 i genomfärgad härdad plast, inkl. BB2 fast beslag i rustfritt stål.</p> <ul style="list-style-type: none">- centeravstånd 165 mm- belastning - sittring 240 kg- för Ifö Cera/Ceranova toalett- 10 års garanti	
	  	
Designer	Knud Holscher	
Design år	1994	
Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toaletsitsar har uppmäts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg	
Vikt	1,479 kg	
Kartong storlek	457x389x68 mm	



Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toaletsits, utan lock, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Vikt per kolli	2,279 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	11,395 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toaletsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toaletsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toaletsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toaletsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.