



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Handtuchhaken, curve, 2 Stck., Stahl poliert Q10160
Produkt- beschreibung	VVS:775295340 NRF:6190929 RSK:8754883 EAN:5708590336879  Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen. Genießen Sie den roten Faden im ganzen Haus und nutzen Sie den eleganten Handtuchhaken sowohl im Bad als auch in der Küche.
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com