




Spezialpuffer mit Schraube, 2 Stck.

Produktnummer	T9807 EAN:5708590200521
Beschreibung	Spezialpuffer mit Schraube, 2 Stck.



Produktkapazität

Gewicht	0,03 kg
Gewicht, brutto	0,03 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com
