







PRESSALIT®

Pressalit Cera / Ceranova 196 Standard toaletsits, inkl. fast beslag i rostfritt stål

Varunummer	196000-BB2999 VVS: 615092000 NRF: 6190086 RSK: 7904441 EAN: 5708590129686	
Färg	Vit	
Beskrivning	<p>PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Cera/Ceranova", art. nr. 196 i genomfärgad härdad plast, inkl. BB2 fast beslag i rostfritt stål.</p> <ul style="list-style-type: none">- centeravstånd 165 mm- belastning - sittring 240 kg- för Ifö Cera/Ceranova toalett- 10 års garanti	
	  	
Design type	Sandwich	
Designer	Knud Holscher	
Design år	1994	
Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydhartharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toaletsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg	
Vikt	3,079 kg	



Pressalit Cera / Ceranova 196
Standard toalettsits, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,379 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	16,895 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	20
Antal per pall	100
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.