




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Set med papperskorg, pappersdispenser och tvålump, borstat stål PX30990
Beskrivning	<p>VVS: 773651315 NRF: 1438638 RSK: 8920373 EAN: 5708590392202</p>  <p>Väggmonterad uppsättning bestående av en 200 ml tvålump för enhandshantering, pappersdispenser för ca 300 pappersservetter och en 15 liters papperskorg i borstat rostfritt stål. För väggmontering med lim eller skruv. Papperskorgen har en invändig hållare för vanliga soppåsar. Inkl. monteringsats.</p> <p>Tvålumpen har en 200 ml behållare avsedd för vanlig flytande handtvål. Satsen har ett fjäderclipslås. Påfyllning av pappersdispensern sker från toppen.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com