



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 950 mm
Varenummer	R8703378
	VVS: 777630808 RSK: 8565132 EAN: 5708590366081 HMI: 125808
Farve	Marineblå 
Produktbeskrivelse	Madrasser til pusleborde fås i flere farver og i længder, der er tilpasset de forskellige puslebordslængder. Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 950 mm x 30 mm, til 1400 mm puslebord med sanitet.
Materialer	Betræk: Techmadin, ftalatfri Fyld: Skum
Rengøring	Betræk: Techmadin, ftalatfri Daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring med en fugtig klud, samt regelmæssig vask ved 60-90 grader uden brug af skyllemiddel. Krympning efter vask kan forekomme. Vend IKKE vrangen ud ved vask. Kan tørretumbles ved max. 60 grader. Kan desinficeres med antiseptiske vådservietter. Alkohol % < 70. Brug ikke desinfektionsmidler, der er beregnet til hårde overflader. Fyld: (skum) Skummet indeholder kun DINP-blødgørere, der er godkendt af EU til brug i børneartikler. Skummet må ikke vaskes. Madrassen må af hygiejnemæssige årsager ikke bruges uden betrækket.



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 950 mm
Varenummer	R8703378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026