




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Befehlsgeber für CT 4100 R8489	
Produkt- beschreibung	VVS: 777541990 EAN: 5708590360577 HMI: 125874	
	Befehlsgeber, 4 Druckknopfen, verkabelt, Wandmontage, für Pflegeliege. Befehlsgeber, 4 Druckknopfen, verkabelt, Wandmontage, für Pflegeliege.	
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.	

pressalit.com