




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8660 (8 pièces), pour béton cellulaire V8660
Description	<p>EAN:5708590351346</p>  <p>Kit vis de montage, 8 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : PLUS glissière-support (verticale): R9873, R9874 PLUS barres de relèvement : R370370, R370470 R370385, R370485 PLUS strapontin rabattable : R5520 PLUS support de lavabo : R4550 PLUS siège de douche : R7414, R7415</p> <p>Kit vis de montage, 8 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire</p>
Matériaux	Acier inoxydable

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®