




PRESSALIT®

Article Numéro article	Support de mitigeur pour douche RT760
Description	VVS:615859760 NRF:6311293 EAN:5708590314723 HMI: 88814 NBS:N13:40,375  Pressalit propose une sélection d'accessoires de bain et de toilette développés spécialement pour le montage sur différents produits PLUS Support de mitigeur pour douche, flexibles de 1200 mm incluses. Avec poignée de verrouillage. Réglable latéralement sur PLUS glissière-support
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

pressalit.com