




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Handtuchhaken, 2 Stck., Matt Weiß Q60100
Produkt- beschreibung	VVS:775295130 NRF:7001068 RSK:8754993 EAN:5708590370422 DB: 2173260  Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen. Genießen Sie den roten Faden im ganzen Haus und nutzen Sie den eleganten Handtuchhaken sowohl im Bad als auch in der Küche.
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com