





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Umbausatz für manuell PLUS Waschtisch-Lifter/Duschsitz RT745
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>EAN: 5708590329970</p> <div><p>300 x 175 x 32 mm</p><p>100 x 38 x 39 mm</p></div> <p>Umbausatz für manuell PLUS Waschtisch-Lifter/Duschsitz</p> <p>Umbausatz für den manuelle höhenverstellbaren PLUS Waschtischlifter/Duschsitz zu einem PLUS Waschtischlifter/Duschsitz zur Montage auf waagerechte Wandschiene.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®