



PRESSALIT®

Spezialpuffer mit Schraube, 2 Stck.


Produktnummer

T9807

EAN:5708590200521

Beschreibung

Spezialpuffer mit Schraube, 2 Stck.



Produktkapazität

Gewicht

0,03 kg

Gewicht, brutto

0,03 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com

PRESSALIT®