




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 R844721302
Farbe	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434 Zinngrau
Produkt- beschreibung	 Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch. Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus geschweißtem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung. Es ist UV-beständig und 100% wasserundurchlässig. Es enthält weder FCKW noch Latex. Die Schaumfüllung ist ein flexibler Polyurethanschaum auf Polyetherbasis, der gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



PRESSALIT®

Produkt	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4
Produktnummer	R844721302
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com