




PRESSALIT®

Uni scharnier

Artikelnummer

DD7999
VVS: 616810877
EAN: 5708590330464



Product capaciteit

Gewicht	0,158 kg
Gewicht per stuk	0,158 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®