




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Matratze 760 x 1400 x 30 mm R8702432
Farbe	VVS: 777630732 EAN: 5708590366135 HMI: 125781 Mittelgrau 
Produkt- beschreibung	Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind. Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 1400 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch Phthalatfrei
Reinigung	R8701-R8705 Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material) Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten. Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°. Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt < 70 %. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind. Füllung: (Schaumstoff) Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind. Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden. Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug.



PRESSALIT®

Produkt	Matratze 760 x 1400 x 30 mm
Produktnummer	R8702432

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®