




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel R1183000
Kleur	VVS:615892300 NRF:6191061 EAN:5708590373034 HMI: 138210 FDA: ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 VALUE en VALUE II toiletsteunen met ALBA montage profielen, die speciaal werden ontworpen voor gebruik met de SELECT TL3 en TL4 hoog-laag toiletsystemen. De elektrische hoogteverstelling wordt geregeld met het bedieningspaneel aan de toiletsteun. VALUE II toiletsteun, incl. bedieningspaneel voor TL3/TL4, 850 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm zonder gebruik van gereedschap (linksbediening). Biedt stevige ondersteuning bij zitten, staan of overstappen van en naar een toilet. Materialen: Staal met een Rilsan-coating en montageprofiel in gegoten aluminium. Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch toiletsysteem, ALBA-vleugel montageprofiel inbegrepen. Montage rechts van de gebruiker.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 120 kg.
Materialen	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. Montageprofiel in gegoten aluminium.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



Product	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel
Artikelnummer	R1183000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anderszins kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®

Product	VALUE II toiletsteun, 850 mm, met bedieningspaneel
Artikelnummer	R1183000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

13. juli 2026