



# PRESSALIT®


## Beslag 100 mm

**Varenummer**

T9801  
EAN:5708590183916

**Beskrivelse**

Beslag 100 mm

**Produktkapacitet****Vægt**

0,46 kg

**Vægt emballeret**

0,46 kg

**Vægt pr. kolli**

0 kg

**Antal pr. kolli**

0

**Antal pr. palle**

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

[pressalit.com](http://pressalit.com)