




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8662 (10 pièces), pour béton cellulaire V8662
Description	<p>EAN: 5708590351322</p>  <p>Kit vis de montage, 10 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : PLUS glissière-support (verticale) : R9876 PLUS siège de douche : R7424, R7425, R7434, R7435, R7334</p> <p>Kit vis de montage, 10 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire</p>
Matériaux	Acier inoxydable

pressalit.com

PRESSALIT®