




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Choice Tvåldispenser, 330 ml, vägghängd, borstad stål Q30700
Beskrivning	<p>VVS:774681100 NRF:6190957 RSK:8507854 EAN:5708590356228</p>  <p>Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum.</p> <p>Elegant tvålautomat för väggmontering. Ger extra utrymme på tvättstället.</p>
Material	Rostfritt stål AISI 304, insats i PE
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com