




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	TMA 4 toiletsteunen voor montage op toilet R1196112
Kleur	Antracietgrijs
Beschrijving	VVS:615726112 NRF:1617307 EAN:5708590397160  TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting. TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet. Antracietgrijze handgrepen. Inclusief twee papierhouders. Exclusief scharnieren. Montage aan de onderkant. Compatibel met het Gustavsberg Nautic 1546-toilet Aanbevolen in combinatie met de volgende toiletbrillen: Pressalit Sign 553011-DN1999 Pressalit Sign 553112-DN1999 Pressalit Sign 554011-DN1999 Pressalit Sign 554112-DN1999
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. De toiletsteunen zijn getest volgens ISO/FDIS 17966:2025
Materialen Ergonomy Functie	Roestvrij staal Aluminium Polyurethaan De toiletsteunen bieden stevige ondersteuning en de handgrepen liggen prettig in de handen en armen. De TMA 4 is voorzien van afzonderlijk inklapbare armsteunen, waardoor flexibele aanpassing en gemakkelijke toegang mogelijk zijn, afgestemd op de verschillende behoeften van gebruikers en zorgsituaties. De armsteunen bieden stevige en betrouwbare stabiliteit, terwijl de ergonomisch ontworpen handgrepen zorgen voor een hoog comfortniveau voor zowel handen als armen tijdens het gebruik.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	TMA 4 toiletsteunen voor montage op toilet
Artikelnummer	R1196112
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

28. august 2026