



---

## Buffer med skrue, 50 mm


---

**Varenummer**

T9803  
EAN:5708590183947

**Beskrivelse**

Buffer med skrue 50 mm pr. stk.



---

**Produktkapacitet**

---

**Vægt**

0,46 kg

**Vægt emballeret**

0,46 kg

**Vægt pr. kolli**

0 kg

**Antal pr. kolli**

0

**Antal pr. palle**

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---