



PRESSALIT®

Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Varenummer

195000-BB2999
VVS: 615091000
NRF: 6190093
RSK: 7904440
EAN: 5708590161471

Pressalit Cera/Ceranova - uden låg. Et klassisk toiletsæde med afrundede kanter og flot formgivning. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Cera og Ifö Ceranova.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Cera/Ceranova", art. nr. 195 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BB2 fast beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 165 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- til Ifö Cera/Ceranova toilet
- 10 års garanti



Designer

Knud Holscher

Design-år

1994



Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	1,479 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,279 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	11,395 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
