




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Tvåldispenser, borstad mässing/vit PR70710
Beskrivning	VVS: 774683005 NRF: 7001567 RSK: 8507915 EAN: 5708590377544 DB: 2266883  Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt lyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till. Tvåldisparen ger ett exklusivt uttryck och passar perfekt till resten av tillbehörsserien. Du kan välja att låta den stå på bordet eller handfatet eller hänga upp den på väggen och därmed utnyttja platsen optimalt. Diskret gummiring under botten säkerställer att disparen står stadigt. Pumpen vänds så att tvålen pumpas lodrätt ned i handen och inte vågrätt ut över handfatet. Innehåll: 240 ml.
Material	Aluminium, Zink och PP
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Style Tvåldispenser, borstad mässing/vit
Varunummer	PR70710

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026