




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Universal Sæbedispenser, 1100 ml, børstet stål PZ30710
Produktbeskrivelse	<p>VVS:774566115 NRF:1438657 RSK:8920589 EAN:5708590396330</p>  <p>Sæbedispenser i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent, drypfri sæbepumpe med 1100 ml beholder. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Inkl. monteringsæt.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com