




# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Pressalit Public Premium Zeepautomaat, 200 ml, geborsteld staal<br>PX30710  |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 774684215<br/>RSK: 8920370<br/>EAN: 5708590392172</p>  <p>Roestvrijstalen zeepdispenser voor wandmontage. Met één hand te bedienen en met druppelvrije zeepomp met een reservoir van 200 ml. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handlotion. Inclusief montagekit.</p>   |
| <b>Materialen</b>                      | Europees roestvrij staal (AISI 316L)  |
| <b>Garantie</b><br><b>Reiniging</b>    | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)