



DK EU-overensstemmelseserklæring  
 EN EU declaration of conformity  
 DE EU-Konformitätserklärung  
 FR Déclaration de conformité UE  
 SE EU-försäkran om överensstämmelse  
 NL EU-conformiteitsverklaring



Pressalit A/S  
 Pressalitvej 1  
 DK-8680 Ry  
 +458788 8788

pressalit@pressalit.com  
 SRN: DK-MF-000001767

DK	Undertegnede erklærer herved, at nedenstående produkter er fremstillet i henhold til relevante krav i følgende forordning/direktiver: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. (Risikoklasse I, regel 1)				
EN	The undersigned hereby declares that the below-mentioned products comply with the relevant requirements of the following regulation/directives: - Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. (Risk class I, rule 1)				
DE	Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass die unten stehende Produkten gemäß die relevante Forderungen in den folgenden Verordnungen/Richtlinien produziert worden sind. - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. (Risikoklasse I, Regel 1)				
FR	Le soussigné déclare par la présente que les produits suivants répondent aux exigences pertinentes des règlements / directives suivants : - Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. (Classe de risque I, règle 1)				
SE	Undertecknad förklarar härmed att nedanstående produkter uppfyller de relevanta kraven i följande förordningar / direktiven: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. (Risk klass I, regel 1)				
NL	Ondergetekende verklaart hierbij, dat onderstaande producten zijn geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in volgens verordening / richtlijnen: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. (Risico klasse I, regel 1)				
DK	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr		DS/EN ISO 14971:2019		
EN	Medical devices - Application of risk management to medical devices		BS/EN ISO 14971:2019		
DE	Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte		DIN/EN ISO 14971:2019		
FR	Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux		NF/EN ISO 14971:2019		
SE	Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter		SS/EN ISO 14971:2019		
NL	Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen		NEN/EN ISO 14971:2019		
<b>Basic UDI</b>	570859035585R39X3	<b>Nomenclature (GMDN)</b>	35585	<b>Nomenclature (EMDN)</b>	Y181809
DK	Produkterne er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:			<b>DS/ISO 17966:2016</b>	
EN	The products are manufactured in accordance with the following standards:				
DE	Die Produkte werden in Übereinstimmung mit den folgenden Normen hergestellt:				
FR	Les produits sont fabriqués en conformité avec les normes suivantes :				
SE	Produkterna är tillverkade i enlighet med följande standarder:				
NL	De producten worden vervaardigd volgens de volgende normen:				

Ry, 6/13/2022

**Trine Danielsen, Regulatory Consultant**

Ansvarlig - Responsable - Verantwortlich - Responsable – Ansvarig – Verantwoordelijk

<p><b>REF</b></p> <p><b>R391385000</b></p> <p>EAN (GTIN) 5708590368870</p>	DK	PLUS toiletstøtte, 850 mm, hvid. Højde- og sideværts regulérbar, venstrehåndsbetjent, til eftermontering
	EN	PLUS support arm, 850 mm, white. Height and sideways adjustable, left hand operated, for fitting to horizontal wall track
	DE	PLUS Stützklappgriff, 850 mm, weiß. Höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, linksbedient, zur Nachmontage
	FR	PLUS barre de relèvement, 850 mm, blanc. Réglable en hauteur et latéralement, avec la main gauche, pour réquipement
	SE	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vit. Höjd- och sidoreglerbart, vänstersidig justering, till eftermontering
	NL	PLUS toiletsteun, 850 mm, wit. Handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar, linkshandige bediening, voor montage op wandrail

<p><b>REF</b></p> <p><b>R391385035</b></p> <p>EAN (GTIN) 5708590368894</p>	DK	PLUS toiletstøtte, 850 mm, rød. Højde- og sideværts regulérbar, venstrehåndsbetjent, til eftermontering
	EN	PLUS support arm, 850 mm, red. Height and sideways adjustable, left hand operated, for fitting to horizontal wall track
	DE	PLUS Stützklappgriff, 850 mm, rot. Höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, linksbedient, zur Nachmontage
	FR	PLUS barre de relèvement, 850 mm, rouge. Réglable en hauteur et latéralement, avec la main gauche, pour réquipement
	SE	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, röd. Höjd- och sidoreglerbart, vänstersidig justering, till eftermontering
	NL	PLUS toiletsteun, 850 mm, rood. Handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar, linkshandige bediening, voor montage op wandrail

<p><b>REF</b></p> <p><b>R391385108</b></p> <p>EAN (GTIN) 5708590368900</p>	DK	PLUS toiletstøtte, 850 mm, mørkeblå. Højde- og sideværts regulérbar, venstrehåndsbetjent, til eftermontering
	EN	PLUS support arm, 850 mm, dark blue. Height and sideways adjustable, left hand operated, for fitting to horizontal wall track
	DE	PLUS Stützklappgriff, 850 mm, dunkelblau. Höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, linksbedient, zur Nachmontage
	FR	PLUS barre de relèvement, 850 mm, bleu foncé. Réglable en hauteur et latéralement, avec la main gauche, pour réquipement
	SE	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, mörkblå. Höjd- och sidoreglerbart, vänstersidig justering, till eftermontering
	NL	PLUS toiletsteun, 850 mm, donkerblauw. Handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar, linkshandige bediening, voor montage op wandrail

<p><b>REF</b></p> <p><b>R391385112</b></p> <p>EAN (GTIN) 5708590368917</p>	DK	PLUS toiletstøtte, 850 mm, antracitgrå. Højde- og sideværts regulérbar, venstrehåndsbetjent, til eftermontering
	EN	PLUS support arm, 850 mm, anthracite. Height and sideways adjustable, left hand operated, for fitting to horizontal wall track
	DE	PLUS Stützklappgriff, 850 mm, anthrazitgrau. Höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, linksbedient, zur Nachmontage
	FR	PLUS barre de relèvement, 850 mm, gris anthracite. Réglable en hauteur et latéralement, avec la main gauche, pour réquipement
	SE	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, antracitgrå. Höjd- och sidoreglerbart, vänstersidig justering, till eftermontering
	NL	PLUS toiletsteun, 850 mm, antraciet. Handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar, linkshandige bediening, voor montage op wandrail

<p><b>REF</b></p> <p><b>R391385277</b></p> <p>EAN (GTIN) 5708590368924</p>	DK	PLUS toiletstøtte, 850 mm, limegrøn. Højde- og sideværts regulérbar, venstrehåndsbetjent, til eftermontering
	EN	PLUS support arm, 850 mm, lime green. Height and sideways adjustable, left hand operated, for fitting to horizontal wall track
	DE	PLUS Stützklappgriff, 850 mm, limonengrün. Höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, linksbedient, zur Nachmontage
	FR	PLUS barre de relèvement, 850 mm, citron vert. Réglable en hauteur et latéralement, avec la main gauche, pour réquipement
	SE	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, limegrön. Höjd- och sidoreglerbart, vänstersidig justering, till eftermontering
	NL	PLUS toiletsteun, 850 mm, lime groen. Handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar, linkshandige bediening, voor montage op wandrail

Erklæret formål	DK	Toiletstøtten bruges som støtte til en person, når vedkommende sætter sig ned på eller rejser sig op fra et toilet.
Intended purpose	EN	The support arm is used as a support for a user, when he or she sits down or gets up from a toilet.
Zweckbestimmung	DE	Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen oder aufstehen, sicheren Halt.
Le but visé	FR	La barre de relèvement sert de support à la personne au moment de s'asseoir et de se relever des toilettes.
Avsedd ändamål	SV	Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett.
Beoogde doeleind	NL	De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor een persoon wanneer hij of zij op het toilet gaat zitten of van het toilet opstaat.