



PRESSALIT®

Verhoogde buffer met schroef 50 mm


Artikelnummer

T9803

EAN:5708590183947

Kenmerken

Verhoogde buffer met schroef 50 mm



Product capaciteit

Gewicht

0,46 kg

Gewicht per stuk

0,46 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

pressalit.com

PRESSALIT®