




Steekscharnier (los) voor Pinocchio

Artikelnummer

BB5P999
EAN:5708590238456



Product capaciteit

Gewicht 0,177 kg

Gewicht per stuk 0,177 kg

Gewicht per colli 0 kg

Aantal per colli 0

Aantal per pallet 0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com