




PRESSALIT®

| | |
|--|--|
| Product Artikelnummer | Matras voor aankleedtafel 1400 mm R8702432 |
| Kleur | VVS: 777630732 RSK: 8565130 EAN: 5708590366135 HMI: 125781 Middengrijs |
| Beschrijving |  Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes. Accessoires voor aankleedtafels Matras 760 mm x 1400 mm x 30 mm voor een aankleedtafel 1400 mm. Ftaalzuur-vrij |
| Materialen | Bekleding: Techmadin, ftalaatvrij Opvulling: Schuim |
| Reiniging | Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld. Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking. |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Product | Matras voor aankleedtafel 1400 mm |
| Artikelnummer | R8702432 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®