




PRESSALIT®

| | |
|--|--|
| Produkt Produktnummer | Matratze 760 x 950 x 30 mm R8703378 |
| Farbe | VVS: 777630808 RSK: 8565132 EAN: 5708590366081 HMI: 125808 Marineblau  |
| Produkt- beschreibung | Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind. Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 950 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln Phthalatfrei |
| Materialien | Polster: Techmadin (phthalatfreies Material) Füllung: Schaumstoff) |
| Reinigung | Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material) Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten. Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°. Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt < 70 %. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind. Füllung: (Schaumstoff) Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind. Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden. Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug. |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produkt | Matratze 760 x 950 x 30 mm |
| Produktnummer | R8703378 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®