



PRESSALIT®

Puffer für Sitzring, oval, schwarz

Produktnummer

A4074001
VVS: 616810314
EAN: 5708590370347

Beschreibung

Puffer für Sitzring, oval, schwarz



Produktkapazität

Gewicht

0,0025 kg

Gewicht, brutto

0,0025 kg

Gewicht pro kolli

20 kg

Stück per kolli

8000

Stück pro Palette

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®