




Verhoogd scharnier 50 mm

Artikelnummer	T9802 EAN:5708590183923
Kenmerken	Verhoogd scharnier 50 mm



Product capaciteit

Gewicht	0,37 kg
Gewicht per stuk	0,37 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

pressalit.com