




PRESSALIT®

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt Varenummer | Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, børstet stål PY30725 |
| Produktbeskrivelse | <p>VVS: 774565615 NRF: 1438614 RSK: 8920390 EAN: 5708590392745</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med 700 ml tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringsæt.</p> <p>Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.</p> |
| Materialer | Europæisk rustfrit stål (AISI 316L) |
| Garanti Rengøring WEEE | <p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p> |

pressalit.com