




PRESSALIT®

Product	Toiletrolhouder voor montage op TMA toiletsteunen
Artikelnummer	R1175000
	VVS:615723950 NRF:6191655 RSK:8920763 EAN:5708590211725 HMI: 35271 NBS:N13:436 DB: 2076625
Kleur	Wit
Beschrijving	Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Montage mogelijk aan de rechter- of linker toiletsteun Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal.
Ergonomy	Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



pressalit.com

PRESSALIT®