




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Kit vis de montage V8663 (8 pièces), pour béton cellulaire V8663
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590351315</p>  <p>Kit vis de montage, 8 vis à collerette Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : SCT 3000 tables de douches : R8435313, R8435318</p> <p>Kit vis de montage, 8 vis à collerette Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable et plastique

[pressalit.com](http://pressalit.com)