




Buffer med skrue, 50 mm

Varenummer	T9803 EAN:5708590183947
Beskrivelse	Buffer med skrue 50 mm pr. stk.



Produktkapacitet

Vægt	0,46 kg
Vægt emballeret	0,46 kg
Vægt pr. kolli	0 kg
Antal pr. kolli	0
Antal pr. palle	0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com
