




# PRESSALIT®

## Universalscharnier

### Produktnummer

D72999  
EAN: 5708590300252



### Produktkapazität

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>           | 0,154 kg |
| <b>Gewicht, brutto</b>   | 0,154 kg |
| <b>Gewicht pro kolli</b> | 0 kg     |
| <b>Stück per kolli</b>   | 0        |
| <b>Stück pro Palette</b> | 0        |

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®