




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, mat sort PY40725
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 774565631 NRF: 1438615 RSK: 8920399 EAN: 5708590392769</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med 700 ml tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringsæt.</p> <p>Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com